


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Epor Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19235

Numéro d'article: CM0028876



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de l'érythropoïétine humain (EPOR), validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation de l'érythropoïétine et la différenciation érythroïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPOR Lapin pAb
Remarques/Alias	EPO-R; EPOR
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2057
ID de gène	2057
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 274-508 de l'EPOR humaine (NP_000112.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19235
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace