

Anticorps Polyclonal Anti-Eppin Pour Wb, Elisa - 095925

Numéro d'article: CM0023387

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EPPIN validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. EPPIN est un inhibiteur de sérine protéase critique pour la fertilité masculine et la mobilité des spermatozoïdes. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPPIN Lapin pAb
Remarques/Alias	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dj461P17.2, EPPIN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	57119
GeneID	57119
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-133 de l'EPPIN humaine (NP_065131.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095925
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace