

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eprs Pour Wb, Elisa - P07814

Numéro d'article: CM0013766



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EPRS humain (glutamate/proline--ARNt ligase bifonctionnelle), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la régulation de la traduction, le complexe aminoacyl-ARNt synthétase et les études du complexe GAIT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPRS Rabbit pAb
Remarques/Alias	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2058
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07814
Poids moléculaire de la protéine	171 kDa
Expédition	Sac de glace