


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eps15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42566

Numéro d'article: CM0024967



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPS15 humain (substrat 15 du récepteur EGFR, AF-1p), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'endocytose et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin EPS15
Remarques/Alias	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
Espèce	Humain
ID de Gène	2060
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 660-840 de l'EPS15 humain (NP_001972.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42566
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace