

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eps15L1 Pour Wb Et Elisa - Q9Ubc2

Numéro d'article: CM0029167

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-EPS15L1 de CamelBio cible l'EPS15L1 humain (Eps15R). Validé pour le Western blot et l'ELISA, il soutient la recherche sur l'endocytose médiée par des récepteurs et le trafic des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPS15L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EPS15R; EPS15L1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	58513
ID de gène	58513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 475-754 de l'EPS15L1 humain (NP_001245304.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBC2
Poids de la protéine	94kDa
Expédition	Sac de glace