


Anticorps Polyclonal Anti-Eps8 Pour Wb, Elisa - Q12929

Numéro d'article: CM0015970



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EPS8 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette d'actine, de la migration cellulaire et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPS8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DFNB102 ; EPS8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2059
GeneID	2059
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'EPS8 humain (NP_004438.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12929
Poids moléculaire	92 kDa
Expédition	Sac de glace