


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Epsin 1 Pour Wb, Elisa - Q9Y6I3

Numéro d'article: CM0003697



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Epsin 1 humaine (EPN1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une bande de 60 kDa. Convient aux études sur l'endocytose médiée par la clathrine et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Epsin 1 Lapin mAb
Remarques/Alias	EPN1; Epsin 1
Espèce	Humain
ID de gène	29924
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de l'Epsin 1 humaine (NP_001123544.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6I3
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace