


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erab/Hsd17B10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99714

Numéro d'article: CM0028124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ERAB/HSD17B10 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ERAB/HSD17B10
Remarques/Alias	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3028
Identifiant du gène	3028
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99714
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace