


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ErbB2Ip Pour Wb, Elisa - Q96Rt1

Numéro d'article: CM0028696



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ERBB2IP humain (Erbin, LAP2). Validé pour WB et ELISA. Essentiel pour l'étude de la signalisation ERBB2, de la différenciation des kératinocytes et de la régulation de NF-κB dans les épithéliums.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERBB2IP Rabbit pAb
Remarques/Alias	LAP2 ; ERBB2IP ; HEL-S-78
Espèce	Humain
GeneID	55914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1152-1371 de l'ERBB2IP humain (NP_061165.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96RT1
Poids protéique	158 kDa
Expédition	Sac de glace