


Anticorps Monoclonal Anti-ErbB3/Her3 Pour Cytométrie En Flux - P21860

Numéro d'article: CM0005349



Introduction

CamelBio propose l'anticorps monoclonal anti-ErbB3/HER3 humain de lapin conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Il cible le domaine extracellulaire et est idéal pour l'étude de la signalisation de HER3 dans les tissus épithéliaux et cérébraux humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ErbB3/HER3 humain
Remarques / Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 récepteur tyrosine kinase 3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2065
GeneID	2065
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-643 de l'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P21860
Poids de la protéine	148kDa
Expédition	Sac de glace