

Anticorps Monoclonal Anti-ErbB3/Her3 (, Lapin) Pour Cytométrie En Flux - P21860

Numéro d'article: CM0007754



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant ErbB3/HER3 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à la détection de la récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-3 dans les études de surface cellulaire et intracellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ErbB3/HER3 humain
Remarques/alias	HER3 ; FERLK ; LCCS2 ; VSCN1 ; ErbB-3 ; c-erbB3 ; erbB3-S ; MDA-BF-1 ; c-erbB-3 ; p180-ErbB3 ; p45-sErbB3 ; p85-sErbB3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2065
GeneID	2065
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-643 d'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P21860
Poids de la protéine	148 kDa
Expédition	Sac de glace