

Anticorps Polyclonal Anti-ErbB3/Her3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Numéro d'article: CM0017749



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-ErbB3/HER3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec ErbB3/HER3 humain, de souris et de rat. Cible une tyrosine kinase réceptrice de neureguline importante pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ErbB3/HER3 pAb de lapin
Remarques/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2065
Identifiant de gène	2065
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 285 de l'ErbB3/HER3 humain (NP_001973.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21860
Poids de la protéine	148kDa
Expédition	Sac de glace