


Anticorps Monoclonal Anti-ErbB4/Her4 Pour Wb, Elisa - Q15303

Numéro d'article: CM0002270



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre ErbB4/HER4 humain, réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour WB et ELISA, ciblant un récepteur tyrosine kinase impliqué dans le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ErbB4/HER4 mAb de lapin
Remarques / Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2066
ID du gène	2066
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1200-1308 d'ErbB4/HER4 humain (Q15303).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q15303
Poids de la protéine	147kDa
Expédition	Sac de glace