


Anticorps Polyclonal Anti-ErbB4/Her4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15303

Numéro d'article: CM0027940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ErbB4/HER4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît ErbB4 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des récepteurs tyrosine kinase et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2066
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15303
Poids de la protéine	147 kDa
Expédition	Sac de glace