

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erc1 Pour Wb, Elisa - Q8Iud2

Numéro d'article: CM0025793

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ERC1 humain (ELKS/Rab6IP2), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation NF-kB, de l'organisation synaptique et du trafic membranaire. Poids : 128 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23085
GeneID	23085
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-850 de l'ERC1 humain (NP_829884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IUD2
Poids de la protéine	128kDa
Expédition	Sac de glace