

Anticorps Polyclonal Anti-Erc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15083

Numéro d'article: CM0022300

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ERC2 (CAST/CAST1), validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'organisation de la zone active présynaptique et de la libération des neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	26059
GeneID	26059
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 770-850 de l'ERC2 humain (NP_056391.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O15083
Poids de la protéine	111 kDa
Expédition	Sachet de glace