

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ercc1 Pour Wb Et Elisa - P07992

Numéro d'article: CM0010424



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ERCC1 humain (P07992), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Un outil essentiel pour l'étude de la réparation de l'ADN, de la réparation des liaisons interbrins et de la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERCC1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	UV20 ; COFS4 ; RAD10 ; ERCC1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2067
GeneID	2067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'ERCC1 humain (P07992).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07992
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace