

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ercc1 Pour Wb Et Elisa - P07992

Numéro d'article: CM0026727



Introduction

Validez l'anticorps polyclonal de lapin anti-ERCC1 pour WB et ELISA. Détecte l'ERCC1 humain, souris et rat, une protéine clé de la réparation de l'ADN. Idéal pour la recherche sur la stabilité génomique et la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERCC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2067
GeneID	2067
Immunogène	Protéine recombinante, protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de l'ERCC1 humaine (NP_973730.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07992
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace