


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ercc3 Pour Wb, Elisa - P19447

Numéro d'article: CM0015149



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ERCC3 humain (XPB), validé pour WB et ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Détail                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | ERCC3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias             | XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3                                                                              |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)             | 2071                                                                                                                           |
| GeneID                      | 2071                                                                                                                           |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 512-782 de l'ERCC3 humain (NP_000113.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                       | P19447                                                                                                                         |
| Poids Moléculaire Protéique | 89kDa                                                                                                                          |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                   |