

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ercc4 (Xpf) Pour Wb, Ip, Elisa - Q92889

Numéro d'article: CM0030085



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ERCC4 (XPF) humain validé en WB, IP, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Cible l'endonucléase de réparation de l'ADN XPF, essentielle pour la recherche sur la réparation par excision de nucléotides, la réparation des ponts interbrins et la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERCC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	XPF; RAD1; FANCO; XFEP5; ERCC11; ERCC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2072
GeneID	2072
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 513-782 de l'ERCC4 humain (NP_005227.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92889
Poids moléculaire	104kDa
Expédition	Sac de glace