


Anticorps Polyclonal Anti-Ercc5 Pour If/Icc, Elisa - P28715

Numéro d'article: CM0020513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ERCC5 validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte l'ERCC5 (XPG) humain, murin et de rat, une endonucléase clé de la réparation de l'ADN. Convient pour la recherche sur la réparation par excision de nucléotides et la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ERCC5
Remarques/Alias	XPG ; UVDR ; XPGC ; COFS3 ; ERCM2 ; ERCC5-201 ; ERCC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2073
GeneID	2073
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'ERCC5 humain (NP_000114.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28715
Poids moléculaire protéique	133 kDa
Expédition	Sac de glace