


Anticorps Polyclonal Anti-Ercc6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03468

Numéro d'article: CM0023563



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ERCC6 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la réparation de l'ADN et le remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERCC6 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSB; KKN2; COFS; ARMD5; COFS1; POF11; RAD26; UVSS1; CSB-PGBD3; ERCC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2074
GeneID	2074
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 800 de l'ERCC6 humain (NP_000115.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03468
Poids moléculaire protéique	168 kDa
Expédition	Sac de glace