

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ercc6L2 Pour Wb Et Elisa - Q5T890

Numéro d'article: CM0016165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ERCC6L2 (RAD26L). Validé pour WB et ELISA, réaction croisée avec l'homme et la souris. Facilite la recherche sur la réparation des cassures double-brin de l'ADN et le maintien de la chromatine. Masse moléculaire prédite : 177 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERCC6L2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	375748
GeneID	375748
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1262-1561 de l'ERCC6L2 humain (NP_064592.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5T890
Poids protéique	177kDa
Expédition	Sac de glace