

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ercc8 Pour Wb, Elisa - Q13216

Numéro d'article: CM0028887



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ERCC8 humain (CSA). Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation par excision de nucléotides couplée à la transcription, le syndrome de Cockayne et la réponse aux dommages de l'ADN. Poids moléculaire estimé : 44 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ERCC8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1161
GenelD	1161
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q13216
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace