

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ereg Pour Wb, Elisa - O14944

Numéro d'article: CM0024051



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EGFR humain (proépiréguline) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les applications de recherche sur la signalisation EGFR, le cancer et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EGFR Rabbit pAb
Remarques/Alias	ER, Ep, EPR, EGFR
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2069
ID du Gène	2069
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70-169 de l'EGFR humain (NP_001423.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14944
Poids Moléculaire de la Protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace