


Anticorps Monoclonal Anti-Erf3A/Gspt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15170

Numéro d'article: CM0012525



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre eRF3A/GSPT1, réactif chez l'Humain et le Rat, pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Essentiel pour la terminaison de la traduction et la dégradation médiée par les non-sens de l'ARNm (NMD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eRF3A/GSPT1 Lapin mAb
Remarques/Alias	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2935
GeneID	2935
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15170
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace