

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erg Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11308

Numéro d'article: CM0007666



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute performance ciblant l'ERG humain (SWISS P11308). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche oncologique, les études sur la régulation transcriptionnelle et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-ERG de lapin
Remarques / Alias	p55; erg-3; ERG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2078
GeneID	2078
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 379-479 de l'ERG humain. (NP_891548.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11308
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace