

Anticorps Polyclonal Anti-Ergic2 Pour Wb - Q96Rq1

Numéro d'article: CM0027843

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ERGIC2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible la protéine de transport ER-Golgi, 43 kDa. Idéal pour la recherche sur le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERGIC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PTX1 ; CDA14 ; Erv41 ; cd002 ; ERGIC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51290
Identifiant du gène	51290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-310 de l'ERGIC2 humain (NP_057654.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96RQ1
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace