

Anticorps Polyclonal Anti-Erh Pour Wb Et Elisa - P84090

Numéro d'article: CM0015331



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ERH humain (enhancer of rudimentary homolog), adapté au Western blot (WB) et à l'ELISA. Validé sur échantillons humains, il détecte une protéine nucléaire de 12 kDa impliquée dans la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERH Rabbit pAb
Remarques / Alias	DROER ; ERH
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2079
Identifiant de gène	2079
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1 à 104 de l'ERH humain (NP_004441.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P84090
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace