


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erk1/2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482/P27361

Numéro d'article: CM0010941



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de CamelBio dirigé contre ERK1/2 (MAPK1/3). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK dans la croissance et la différenciation cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERK1/2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5594/5595
GenelD	5594/5595
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-360 de l'ERK2 humain (P28482).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482/P27361
Poids de la protéine	42 kDa/44 kDa
Expédition	Sac de glace