

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erk1/Erk2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Numéro d'article: CM0022556



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ERK1/ERK2 (MAPK3/MAPK1) humain. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK/ERK dans la recherche sur la croissance cellulaire, la différenciation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERK1 / ERK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAPK1/MAPK3 ; ERK1 / ERK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482/P27361
Poids de la protéine	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace