

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28482

Numéro d'article: CM0003267



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant ERK2 (MAPK1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la voie de signalisation MAPK/ERK dans la prolifération, la différenciation et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin ERK2
Remarques/Alias	ERK ; p38 ; p40 ; p41 ; ERK2 ; ERT1 ; NS13 ; ERK-2 ; MAPK2 ; PRKM1 ; PRKM2 ; P42MAPK ; p41mapk ; p42-MAPK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5594
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'ERK2/ERK1 humain (P27361/P28482)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace