


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erk2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482

Numéro d'article: CM0014390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'ERK2 humain (MAPK1) pour utilisation en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Un outil essentiel pour les recherches sur la voie MAPK/ERK et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] ERK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5594
GeneID	5594
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'ERK2 humain (NP_002736.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28482
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace