

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erk5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13164

Numéro d'article: CM0018899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ERK5 humaine (MAPK7/BMK1), validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la voie de signalisation MAPK, la prolifération et la différenciation cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERK5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BMK1 ; ERK4 ; ERK5 ; PRKM7
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5598
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13164
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace