


Anticorps Monoclonal Anti-Erlin-2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 094905

Numéro d'article: CM0002545



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Erlin-2 humain (ERLIN2, SPFH2). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ERAD et le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Erlin-2 mAb de lapin
Remarques / Alias	NET32 ; SPFH2 ; SPG18 ; C8orf2 ; Erlin-2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	11160
GenelD	11160
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'Erlin-2 humain (094905).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094905
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet isotherme