

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ermap Pour Wb, Elisa - Q96PI5

Numéro d'article: CM0015473

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ERMAP validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'ERMAP humain et murin, une protéine membranaire érythroïde de 53kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire et l'antigène de groupe sanguin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ERMAP Rabbit pAb
Remarques/Alias	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	114625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-155 de l'ERMAP humain (NP_061008.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96PL5
Poids Moléculaire Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace