

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erp19 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95881

Numéro d'article: CM0006136



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin dirigé contre l'ERp19 humaine (protéine 12 contenant un domaine de la thiorédoxine), validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour l'étude du repliement des protéines du RE et de la formation des liaisons disulfure.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERp19 Rabbit mAb
Remarques/Synonymes	AG1 ; AGR1 ; ERP16 ; ERP18 ; ERP19 ; TLP19 ; hAG-1 ; PDIA16 ; hTLP19 ; ERp19
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51060
ID du gène	51060
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de l'ERp19 humaine (NP_056997.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Rat
SWISS	O95881
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Poche de glace