

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Erp29 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30040

Numéro d'article: CM0003621



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'Erp29 humain (Erp28/Erp31), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du repliement des protéines RE et de la voie sécrétoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Erp29 mAb Lapin
Remarques / Alias	Erp28; Erp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; Erp29
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10961
GeneID	10961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-102 de l'Erp29 humain (P30040).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30040
Poids Protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace