

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erp29 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30040

Numéro d'article: CM0028011



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ERp29 humain (ERp28/ERp31). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de repliement des protéines du RE et des voies de sécrétion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de Lapin anti-ERp29
Remarques/Alias	ERp28 ; ERp31 ; PDIA9 ; PDI-DB ; C12orf8 ; HEL-S-107 ; ERp29
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10961
ID du gène	10961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-261 de l'ERp29 humain (NP_006808.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30040
Poids moléculaire protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace