

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erp44 Pour Wb, Elisa - Q9Bs26

Numéro d'article: CM0026870



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ERP44 validé pour WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la rétention des protéines dans le réticulum endoplasmique, du repliement oxydatif et de la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | ERP44 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Remarques / Alias                | PDIA10; TXNDC4; ERP44                                                                                                                                  |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                 |
| ID du gène (Humain)              | 23071                                                                                                                                                  |
| ID du gène                       | 23071                                                                                                                                                  |
| Immunogène                       | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-406 de l'ERP44 humain (NP_055866.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                  |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                    |
| SWISS                            | Q9BS26                                                                                                                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 47 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                           |