

Anticorps Polyclonal Anti-Erp57 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30101

Numéro d'article: CM0014488



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ERp57 (PDIA3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris et le rat. ERp57 est une protéine disulfure isomérase et un composant du complexe de chargement de peptides du CMH I. Idéal pour les études sur le repliement des protéines, la régulation redox et l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERp57 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2923
GenelD	2923
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206 à 505 de l'ERp57 humain (NP_005304.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30101
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace