

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Erp57 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30101

Numéro d'article: CM0005635



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-ERp57 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible la protéine disulfure-isomérase A3, une chaperonne clé dans la présentation des antigènes du CMH I. Idéal pour la recherche en immunologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ERp57 Lapin mAb
Remarques/Alias	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; Hst17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2923
GeneID	2923
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P30101
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace