

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ervw-1 (Syncytine-1) Pour Wb Et Elisa - Q9Uqf0

Numéro d'article: CM0020549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ERVW-1/Syncytine-1 humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Il détecte la protéine d'enveloppe rétrovirale endogène impliquée dans la fusion trophoblastique et la pathogenèse de la sclérose en plaques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERVW-1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ENV; ENVW; HERVW; ERVWE1; HERV7Q; HERV-7q; HERVWENV; HERV-W-ENV; ERVW-1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	30816
GeneID	30816
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 201 et 300 de l'ERVW-1 humain (NP_055405.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UQF0
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace