

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esam Pour Wb, Elisa - Q96Ap7

Numéro d'article: CM0013825

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ESAM humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour l'adhésion des cellules endothéliales, la biologie des jonctions et la recherche vasculaire. Poids moléculaire prédit : 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESAM Lapin pAb
Remarques/Alias	W117m ; ESAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	90952
GeneID	90952
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-248 de l'ESAM humaine (NP_620411.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96AP7
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace