


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esd (Esterase D) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10768

Numéro d'article: CM0028851



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'estérase D humaine (hydrolase S-formylglutathione, ESD) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'ESD humaine et murine (31 kDa) impliquée dans la détoxification du formaldéhyde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESD Lapin pAb
Remarques/Alias	FGH; ESD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2098
GeneID	2098
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-282 de l'ESD humaine (NP_001975.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10768
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace