

Anticorps Polyclonal Anti-Ese1/Elf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78545

Numéro d'article: CM0026618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ESE1/ELF3 humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la différenciation des cellules épithéliales et la tumorigenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESE1/ELF3 Lapin pAc
Remarques/Alias	ERT ; ESX ; EPR-1 ; ESE-1 ; ESE1/ELF3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ESE1/ELF3 humain (NP_004424.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78545
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace