


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Espl1 Pour Wb, Elisa - Q14674

Numéro d'article: CM0013476



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ESPL1 est adapté aux applications WB et ELISA. Il reconnaît la séparase humaine, de souris et de rat, une protéase mitotique clé qui déclenche la séparation des chromosomes en clivant la cohésine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESPL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ESP1; SEPA; ESPL1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9700
GeneID	9700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1220-1500 de l'ESPL1 humain (NP_036423.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14674
Poids de la protéine	233 kDa
Expédition	Sac de glace