

Anticorps Polyclonal Anti-Espn Pour Wb, Ihc-P, Elisa - B1Ak53

Numéro d'article: CM0020414

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ESPN humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la perte auditive, les stéréocils et le cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin ESPN
Remarques/Alias	USH1M ; DFNB36 ; LP2654 ; ESPN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83715
GeneID	83715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 585-854 de l'ESPN humain (NP_113663.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	B1AK53
Poids protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace