


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esr α Pour Wb Et Elisa - P03372

Numéro d'article: CM0015078



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur des œstrogènes alpha humain (ESR α , ER- α). Convient aux applications de western blot (WB) et d'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'ESR α humain et murin. Destiné à la recherche sur la signalisation hormonale, la biologie du cancer et le développement de médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESR α Rabbit pAb
Remarques/Alias	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESR α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence comprise entre les acides aminés 516 et 595 de l'ESR α humain (NP_000116.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P03372
Poids moléculaire	66 kDa
Expédition	Sac de glace