


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Esrra (Err-Alpha) - P11474

Numéro d'article: CM0013524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ESRRA fiable pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte l'ESRRA humaine, de souris et de rat. Soutient les études sur le métabolisme énergétique et les récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ESRRA Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2101
GeneID	2101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 76 de l'ESRRA humaine (NP_004442.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11474
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace